

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

**Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!**

## **BAÑO TERMOSTATADO ENFRIAMIENTO RA12 VOLUMEN 12L**

Marca: LAUDA

Referencia: LB0651

Baño / circulador termostático con funcionamiento más simple y sistema de refrigeración integrado, Pantalla LED de 1 línea para mostrar la temperatura real o establecida, guía de menú fácil de usar con la operación más simple de 3 teclas, controlador continuo completamente electrónico, Protección de bajo nivel y sobre temperatura para usar con líquidos no inflamables, alarmas acústicas y visuales.



### **ESPECIFICACIONES:**

- Control de temperatura:  $\pm 0.05$  ° C
- Dimensiones (D x W x H): 300 x 190 x 160 mm
- Potencia calentamiento (W): 1.5 kW
- Presión máx. bomba (bar): 0.2 bar
- Rango de Temperatura de Trabajo (°C): -25 ° C ... 100 ° C
- Volumen del baño (L): 14.5 L

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!