

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!



BOMBA DE VACIO 53 MBAR, 35L/MIN DRYFAST 2014

Marca: Welch
Ref: 2014B-01
Referencia: LB4B-01

CARACTERÍSTICAS:

- Rota evaporadores (Solventes volátiles B.P. <80°C, hasta 2L), filtración con vacío, aplicaciones generales que requieran vacío, Secadores de gel, destilación/Evaporación.
- Larga vida útil, bombeo y evacuación libres de contaminación, Alta capacidad de aspiración incluso cerca del vacío final.
- Control preciso de vacío por medio de un exclusivo Controlador de Vapor Avanzado (AVM), Fácil uso y puesta en marcha, sistema libre de mantenimiento gracias a su sistema de vacío por Diafragma.

ESPECIFICACIONES:

- Altura: 211mm
- Capacidad de aspiración (m³/h): 1.75 @50Hz
- Dimensiones (L x W x H): 305mm x 178mm x 211mm
- Frecuencia (Hz): 60
- Modelo: DRYFAST 2014
- Máxima velocidad Bombeo (min⁻¹): 35 L/min

- Máximo vacío (in. Hg): 28.3
- Número de etapas: 1
- Peso: 6.8 kg
- Potencia Motor (W): 0.2 kW (0.25HP)
- Profundidad (mm): 520
- Tipo: Diafragma
- Último vacío (mbar/Torr): 53 mbar
- Voltaje (V): 115 V / 60 Hz

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!