

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!

[Click para ver ficha técnica](#)

[Click para ver video](#)



MICROPIPETA MONOCANAL RESEARCH PLUS VOL. VARIABLE 2-20 μ L - MARCA EPPENDORF DE ALEMANIA

Campos de aplicación: pipeteo normal o inverso, eliminación de sobrenadantes, mezcla de muestras, extracción de fase, llenado de placas, geles y tubos de reacción.

CARACTERÍSTICAS:

- Pipeta de desplazamiento de aire para el pipeteo preciso de soluciones acuosas.
- Sienta la diferencia en el peso y las fuerzas de pipeteo: la pipeta mecánica ultraligera está diseñada de acuerdo con los estrictos criterios del Eppendorf PhysioCare Concept y limita la tensión en la mano y el brazo.
- El cono para puntas accionado por resorte (disponible para todas las pipetas hasta 1 mL) para unas fuerzas mínimas de fijación de las puntas ayuda a reducir el esfuerzo.
- Ajuste su pipeta en segundos para una mayor exactitud al pipetear varios líquidos difíciles como el etanol o incluso al pipetear a grandes altitudes. Restablecer ajustes de fábrica sin calibración.

- Esterilice la pipeta completa en autoclave o solamente la parte inferior según sus necesidades para asegurar la descontaminación.
- Disfrute de una excelente flexibilidad y elija entre pipetas monocal de volumen fijo o variable.

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO:

- Ref: KA0038
- Canales: 1
- Rango de volumen (μL): 2 μL - 20 μL
- Volumen variable (μL): 2/10/20
- Error sistemático (%): 5.0/1.2/1.0
- Error sistemático (μL): 0.1/0.12/0.2
- Error aleatorio (%): 1.5/0.6/0.3
- Error aleatorio (μL): 0.03/0.06/0.06

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comuníquese con nosotros ¡con gusto responderemos!