

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

**Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!**

[Clic para ver video](#)

## **BOMBA DE VACÍO LIBRE DE ACEITE 1/6 HP ROCKER 410**

Especificaciones:

- Máx. vacío: 30 mbar
- Máx. flujo: 23 L / min
- Rotación del motor: 1750 RPM
- Potencia de caballo: 1/6 HP
- Máx. Potencia: 100 W
- Nivel de ruido: 52 dB
- Trampa de humedad: Sí
- Regulador de vacío: Sí
- Protección contra desbordamiento: Sí
- Lengüeta de la manguera: 5/16 pulgada (8 mm)
- Peso neto: 5.2 Kg
- Dimensión (LxWxH): 31.0 x 13.5 x 20.4 cm



Características:

- Sin contaminación del aire, sin mantenimiento: Las bombas de la serie Rocker son impulsadas por pistón, sin necesidad de lubricante, cambios de aceite regulares y mantenimiento; sin contaminación por hidrocarburos.
- Protección contra desbordamiento Prote: La bomba Rocker 410 está equipada con protección contra desbordamiento Prote que puede evitar que una gran cantidad de líquido sea succionada hacia la bomba.
- Trampa de humedad con cartucho de filtro: La bomba Rocker 410 está equipada con un cartucho de filtro en la entrada de aire para filtrar partículas y humedad para prolongar la vida útil de la bomba.

- Regulador de vacío: Las bombas de la serie Rocker están equipadas con un regulador de vacío para ajustar el vacío.
- Dispositivo de protección térmica: Todos los motores de las bombas de la serie Rocker tienen un dispositivo de protección térmica incorporado para apagar la bomba automáticamente cuando se sobrecalienta y luego reanudar el funcionamiento cuando la temperatura baja.

Aplicaciones:

- Filtración para pruebas de microbiología
- Muestreo de aire
- Prueba de sólidos suspendidos

Certificación internacional:

- Certificación CE
- Certificación CSA
- Protección IP 30
- Certificación RoHS

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!