

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!



MOTOR DE ELEVACIÓN PIECEROS

CARACTERÍSTICAS:

- Motor eléctrico
- Corriente continua
- Uso elevación de cabecero y piecero para cama
- Carga máxima motor de elevación del cabecero 4000 N, velocidad 5,5 mm/seg, voltaje 120V / 60Hz
- Carga máxima motor de elevación de piecero 4400 N, velocidad 4 mm/seg, voltaje 120V / 60Hz

ESPECIFICACIONES:

- Registro Sanitario 2013DM-0010140
- Referencia NE-H1208IM Cabecero, NE-F1208IM Piecero

Referencia: IMP12

NOTA IMPORTANTE: Nuestro inventario cambia rápidamente por esta época. por

favor antes de hacer tu compra confirma con nosotros la disponibilidad. no queremos incumplirte.

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!