

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!

[Click para ver catálogo](#)

[Click para ver ficha técnica](#)



PUNTAS OPTIFIT 10-1000ml, PAQUETE DE RECARGA MARCA SARTORIUS – BIOHIT DE ALEMANIA.

Las puntas Optifit garantizan un ajuste perfecto y un sellado hermético en las pipetas para obtener la máxima precisión y reproducibilidad de pipeteo. La codificación de colores de las bandejas de puntas le permite encontrar fácilmente la pipeta Sartorius codificada por colores correspondiente. Además, las puntas Optifit se fabrican en un entorno de sala limpia con certificación ISO 8.

CARACTERÍSTICAS:

- Accesorio de punta ergonómico y ligero y expulsión asegurada por la compatibilidad de la punta con la función Optiload de las pipetas Sartorius.
- Combinación fácil con una pipeta Sartorius adecuada con bandejas de puntas codificadas por colores.
- Las puntas de las bandejas individuales y los paquetes de recarga están libres de RNasa, DNasa y endotoxinas, certificadas por número de lote.
- Los materiales respetuosos con el medio ambiente utilizados en puntas, bandejas y estantes son 100% reciclables o pueden incinerarse como desperdicio de energía.

- Menos desperdicio al reutilizar las gradillas de puntas totalmente esterilizables en autoclave (121 °C, 20 min) con recarga o puntas a granel.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Volumen: 10 - 1.000 µL
- Pureza: No estéril y libre de DNasa, RNasa y endotoxinas
- Dimensiones (W × D × H): 500 × 167 × 167 milímetro
- Longitud: 71,5 milímetros
- Condición de entrega: No esterilizado

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!