

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

**Agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!**

## **SUPERFICIE ESPECIAL PARA EL MANEJO DE LA PRESIÓN SEMP I KP**

Esta superficie disminuye el riesgo de úlceras por presión al estar fabricada en PVC de grado médico, que evita la compresión vascular prolongada. El colchón es anti-decúbito con bomba regulable y tiene manguera flexible

### **BENEFICIOS:**

- Superficie especial para el manejo de pacientes que presentan úlceras por presión grado 1 y que debe tener manejo clínico
- De fácil instalación en cualquier cama de uso hospitalaria o homecare de medidas estándares
- Compresor compacto, silencioso y de fácil uso, el cual cuenta con un sensor de presión que regula el flujo de aire ajustándolo con el peso del paciente para realizar una efectiva distribución en todas las celdas de la superficie
- Bajo consumo de energía residencial que no afectará significativamente el pago de la misma
- Material resistente, seguro y de fácil desinfección dando una mayor durabilidad a la superficie
- Su sistema de celdas de aire inflan y desinflan de manera secuencial y continua, aliviando la presión en los diferentes sitios donde es más común el origen de las úlceras

### **CARACTERÍSTICAS:**

- Diseñado para reducir / minimizar el efecto de la presión en su desarrollo, estimulando la circulación sanguínea
- Para pacientes con bajo-mediano riesgo o con UPP estado 1
- Material en nylon/pvc que lo hace resistente al fuego e impermeable al agua
- Bajo consumo energético, conectado 24 horas, los 7 días de la semana
- Sistema de células en forma de burbujas en dos circuitos de aire independientes

### **ESPECIFICACIONES:**

- Voltaje Operación Compresor 110 V - 60 Hz
- Registro Sanitario 2016DM-0014811
- Referencia KPSEMPA2G1-27
- Rango de Presión 70 - 130 mmHg
- Material PVC 0.3 mm
- Flujo de Aire 6-7 litros/minuto
- Dimensiones del Colchón 200 cm x 90 cm
- Color Beige
- Clasificación de Riesgo Clase I
- Ciclo Temporal 12 minutos (6 minutos inflando las células A y 6 minutos inflando las células B)
- Capacidad de Peso 100 - 110 kg

**Referencia:** IMP1-27

**NOTA IMPORTANTE:** Nuestro inventario cambia rápidamente por esta época. por favor antes de hacer tu compra confirma con nosotros la disponibilidad. no queremos incumplirte.

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!