

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!



TENS APEX III ANÁLOGO

De manera sencilla, segura y eficaz, el electroestimulador Tens APEX III estimula el nervio periférico a través de la piel para tratar diferentes tipos de dolores musculares. Sus comandos análogos permiten la configuración correcta al momento de su uso. Recomendado usar bajo supervisión médica

BENEFICIOS:

- Cuenta con dos canales independientes para trabajar grupos musculares más grandes de manera simultánea.
- Con sus electrodos adhesivos reutilizables permite usar de manera rápida y segura el dispositivo sin aplicar gel conductor.
- Práctico estuche para almacenamiento y transporte
- Su alimentación por batería incluida permite usar el equipo de manera portátil sin incomodar al paciente.
- Cuenta con tres modos de operación para tratamientos específicos.

- Sus perillas permiten configurar amplitud, frecuencia e intensidad del pulso dependiendo de la zona y el dolor a tratar.
- Gracias a sus conectores universales en los cables permite usar otro tipo de electrodos y de diferentes tamaños.

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de configuración análogo para parámetros de: frecuencia, amplitud e intensidad de pulso.
- Opción de dos canales
- Electrodo Adhesivos elaborados con gel conductora
- Funcionamiento con batería convencional cuadrada 9V
- Opción de temporizador para terminar la terapia a los 30 o 60 minutos
- Configuración en 3 tipos electroestimulación para tratamientos específicos: Ráfaga, modulado o continuo

ESPECIFICACIONES:

- Referencia ET021029
- Marca APEX MEDICAL CORP
- Registro Sanitario 2018DM-0018466
- 2 Canales independientes
- Forma de Onda Impulso cuadrado bifásico asimétrico
- Intensidad de Pulso: Ajustable 0 – 80 mA
- Frecuencia de pulso Ajustable de 2-120 Hz
- Amplitud de pulso Ajustable de 40 - 260 microsegundos
- Temporizador con ajuste de tiempo modo continuo, 30 o 60 min
- Modos de configuración: modo Burst (ráfaga), Modo Continuo y Modo Modulación
- Fuente de poder 9V
- Dimensiones del producto 9,5 x 6,15 x 2,6 cm
- Peso 120 gr con batería
- Clasificación de riesgo Clase IIA

Referencia: IMP029

NOTA IMPORTANTE: Nuestro inventario cambia rápidamente por esta época. por favor antes de hacer tu compra confirma con nosotros la disponibilidad. no queremos incumplirte.

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!