

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.



## **INCUBADORA REF: IN 75 SINGLE DISPLAY. INCLUYE DOS REJILLAS E20164**

[Click para ver ficha técnica](#)

Marca: MEMMERT - ALEMAN

Ref: IN 75 Single display

Referencia: IMC1-07

Uso: Laboratorio Clínico de Rutina, Microbiología, Campos de Investigación, Medicina, Farmacia, Tecnología de Alimentos.

El Incubador I encaja a la perfección en el ámbito de la investigación, la medicina y la farmacia, así como en las disciplinas de análisis y química de los alimentos.

Características:

- Cámara de trabajo acero inoxidable, rejillas de acero inoxidable.
- Carcasa: acero inoxidable estructural, pared trasera con chapa de acero galvanizado.


-Single display de manejo intuitivo (pantalla de gráficos a color) con pantalla táctil.

Accesorios:

- Cable de poder con clavija americana.
- Manual usuario.

Notas técnicas:

- Para corriente eléctrica 115V (+/-10%), 50/60 Hz V.
- Certificado de calibración para + 37°C.



!Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal y Copia de la declaración de importación.

Si estás en Bogotá podemos ofrecerte la instalación y capacitación a las personas que requieras sin costo adicional. Para otras zonas podemos apoyarles virtualmente.

Cuenta con nuestra garantía de 12 meses y soporte posventa especializado.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!