

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!



TUBOS AL VACÍO TAPÓN AMARILLO

Marca: BD_VACUTAINER
Ref: 367983
Referencia: IMC473

Unidad de venta: Caja x 100 unidades

Descripción: Plástico, con gel tapón hemogard de 3.5 ML (13 X 75 mm) aditivo silica y gel.

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!