

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

**Agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!**



## TERMÓMETRO ELECTRÓNICO DIGITAL

Marca: ALLA FRANCE  
Ref: 91000-009/A  
Referencia: IMC834

Uso: Para registro de temperatura en neveras, refrigeradores y demás dispositivos de enfriamiento en laboratorios clínicos y/o industriales.

Características:

- Fácil y rápida lectura
- Registro de la temperatura máxima y mínima.
- Registra la temperatura interna y externa
- Longitud del cable de la sonda 100 cms.
- Alarma.

Especificaciones técnicas:

- Rango de temperatura interna -50°C a +70°C
- Rango de temperatura externa -10 °C a +50°C
- Tamaño: 5.7 cms X 4.0 cms X 1.5 cms
- Exactitud: 1°C.
- Resolución: 0.1°C.
- Alimentacion 1 batería de 1.5 V. AAA.

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!