

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.



### **LAMINILLAS CUBRE-OBJETOS REF 24 X 60**

Marca: GLASS LAB

Ref:24 X 60

Referencia: IMC788

Medidas: 24 X 60 mm.

Unidad de venta: caja x 100 unidades

Uso: En microscopio para visualizar muestras y estudio en laboratorio.

Características: Fabricadas de vidrio borosilicato D 263<sup>®</sup> M resistente a químicos y de la primera clase hidrolítica.

!Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!